

IMUNOCROM FAST-TEST BETA HCG



- Método Imunocromatográfico.
- Fácil de usar, simples, procedimento em 1 etapa.
- Sensibilidade 25 mUI.
- Amostras de soro e urina.
- Resultado do teste entre 2 e 5 minutos.
- Armazenagem em temperatura ambiente.
- Apresentações com 50 e 100 testes.



Rua Gama, 337 - Vila Paris
Contagem - MG - CEP: 32372-120
Tel: (31) 3507- 0707 - Fax: (31) 3507- 0700
E-mail: vendas@mbiolog.com.br
www.mbiolog.com.br

IMUNOCROM

IMUNOCROM é marca registrada da MBIolog Diagnósticos