

PROGRAMAÇÃO DOS REAGENTES CEPa

SOLUTION 300

PCR TURB. Cepa

PAGINA GENERAL	PCR	PAGINA ESPECIALES	
Nombe	PCR	Opciones Del Tipo Metodo	
Marca	Cepa	T. Inicio Lecturas se	10
Tipo	Ponto final	T.Fin.Lecturas se	120
L.O.Principal (nm)	540		
L.O.Bicromática (nm)	--	Repetición	0
Unidad	mg/dL	Limite Linear(mg/dL)	150
Decimales	0	PAGINAS AVANZADAS	
DISPENSADO		Gap de aire inicial (µL)	0
Vol. Muestra (µL)	3	Dilution con	Soro
Vol. R1 (µL)	240	Vel.Gap. Inicial	500
Vol. R2 (µL)	0	Gap.Separacion React/Suero (µL)	0
T.Disp.React. 2 (seg)	0	Min. Vol.de Muestra	2
INDICE DE DETERIORO DE REATIVO		Vel.Gap.Sep. React/Suero	500
Min. (Abs)	-0,05	Vel.Asp. De Muestra	500
Max (Abs)	0,9	Vel.Disp.React 1 + Muestra	2500
Intervalo de Verication (hs)	720	Vel.Disp.React. 2	2500
PAGINA FACTOR		Vel.Asp.React. 1	2000
Método decreciente	No	Vel.Asp.React. 2	2000
Factor	No	LAVADOS POR INTERFERÊNCIA	
Calibrador	Sim	Lavado por auto interferencia	0
Punto	2	Método	Lavados
Concentration	@		
Absorbancia	1.0		
Interpolation	Linear		
PAGINA VALORES DE REFERENCIA			
Edad Min.	0 100		
Edad Max	0 100		
Sexo	Mas Fem		
Valor Min.	0 0		
Valor Max.	5 5		

@ utilizar a concentração do padrão que acompanha o Kit

PROGRAMAÇÃO DOS REAGENTES CEPa

SOLUTION 300

ASLO TURB. Cepa

PAGINA GENERAL	ASLO	PAGINA ESPECIALES	
Nombe	aslo	Opciones Del Tipo Metodo	
Marca	Cepa	T. Inicio Lect. (seg)	10
Tipo	Ponto final	T.Fin.Lect. (seg)	120
L.O.Principal (nm)	540		
L.O.Bicromática (nm)	--	Repetición	0
Unidad	mg/dL	Limite Linear(mg/dL)	800
Decimales	0	PAGINAS AVANZADAS	
DISPENSADO		Gap de aire inicial (µL)	0
Vol. Muestra (µL)	3	Dilution con	Soro
Vol. R1 (µL)	300	Vel.Gap. Inicial	500
Vol. R2 (µL)	0	Gap.Separacion React/Suero (µL)	0
T.Disp.React. 2 (seg)	0	Min. Vol.de Muestra	2
INDICE DE DETERIORO DE REATIVO		Vel.Gap.Sep. React/Suero	500
Min. (Abs)	-0,05	Vel.Asp. De Muestra	500
Max (Abs)	0,9	Vel.Disp.React 1 + Muestra	2500
Intervalo de Verication (hs)	720	Vel.Disp.React. 2	2500
PAGINA FACTOR		Vel.Asp.React. 1	2000
Método decreciente	No	Vel.Asp.React. 2	2000
Factor	No	LAVADOS POR INTERFERÊNCIA	
Calibrador	Sim	Lavado por auto interferencia	0
Punto	2	Método	Lavados
Concentration	@		
Absorbancia	1.0		
Interpolation	Linear		
PAGINA VALORES DE REFERENCIA			
Edad Min.	0 100		
Edad Max	0 100		
Sexo	Mas Fem		
Valor Min.	0 o		
Valor Max.	200 200		

@ utilizar a concentração do padrão que acompanha o Kit.

PROGRAMAÇÃO DOS REAGENTES CEPa

SOLUTION 300

FR TURB. Cepa

PAGINA GENERAL	PCR	PAGINA ESPECIALES	
Nombe	PCR	Opciones Del Tipo Metodo	
Marca	Cepa	T. Inicio Lecturas se	10
Tipo	Ponto final	T.Fin.Lecturas se	120
L.O.Principal (nm)	540		
L.O.Bicromática (nm)	--	Repetición	0
Unidad	mg/dL	Limite Linear(mg/dL)	150
Decimales	0	PAGINAS AVANZADAS	
DISPENSADO		Gap de aire inicial (µL)	0
Vol. Muestra (µL)	3	Dilution con	Soro
Vol. R1 (µL)	240	Vel.Gap. Inicial	500
Vol. R2 (µL)	0	Gap.Separacion React/Suero (µL)	0
T.Disp.React. 2 (seg)	0	Min. Vol.de Muestra	2
INDICE DE DETERIORO DE REATIVO		Vel.Gap.Sep. React/Suero	500
Min. (Abs)	-0,05	Vel.Asp. De Muestra	500
Max (Abs)	0,9	Vel.Disp.React 1 + Muestra	2500
Intervalo de Verication (hs)	720	Vel.Disp.React. 2	2500
PAGINA FACTOR		Vel.Asp.React. 1	2000
Método decreciente	No	Vel.Asp.React. 2	2000
Factor	No	LAVADOS POR INTERFERÊNCIA	
Calibrador	Sim	Lavado por auto interferencia	0
Punto	2	Método	Lavados
Concentration	@		
Absorbancia	1.0		
Interpolation	Linear		
PAGINA VALORES DE REFERENCIA			
Edad Min.	0 100		
Edad Max	0 100		
Sexo	Mas Fem		
Valor Min.	0 0		
Valor Max.	5 5		

@ utilizar a concentração do padrão que acompanha o Kit.